


**SA Tartu Ülikooli Kliinikum**

Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik  
laboratoorse geneetika osakond  
L. Puusepa 2, 50406 Tartu; tel. 731 9487

Ribakoodi puudumisel täita  
patsiendi andmed käsitsi

 **B- ja T-lümfotsüütide klonalsuse profiilide võrdlus (NGS)**
**Kood 4x66618**
**Diagnoos:**.....

**Materjal 1:**.....

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> veri   | <input type="checkbox"/> fikseeritud lümfoidekude  | <input type="checkbox"/> liikvor             |
| <input type="checkbox"/> luuüdi | <input type="checkbox"/> fikseerimata lümfoidekude | <input type="checkbox"/> muu (täpsusta)..... |

**Materjal 2:**.....

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> veri   | <input type="checkbox"/> fikseeritud lümfoidekude  | <input type="checkbox"/> liikvor             |
| <input type="checkbox"/> luuüdi | <input type="checkbox"/> fikseerimata lümfoidekude | <input type="checkbox"/> muu (täpsusta)..... |

Patsiendi nimi.....

Isikukood.....

Saatev asutus.....

Osakond.....

Uuringu tellija/maksja.....

Osakond.....

Raviarst.....

Postiaadress, telefon, e-mail.....

Vastuse koopia saata .....

Proovi võtmise kuupäev.....

Anamnees, kliiniline sümptomatoloogia .....

**K2E/K3E-katsuti (lilla korgiga) kuni 4 ml täisverd.. NB! Mitte kasutada antikoagulandina hepariini.** Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine.

**Hoida +4°C. Mitte külmutada!**

Analüüsid saata SA TÜK geneetika ja personaalmeditsiini kliinikusse L.Puusepa 2, Tartu 50406

Laborisse saabumise kuupäev: