

Patsiendi nimi.....

Proovi kuupäev.....

CPT2 geeni mutatsioonid 1.-5. eksonis (sekveneerimine) Kood 66618

Saatekirja ülemise osa võib kleepida haigusloo vahele ning selle järgi täita arve.

SA TÜ Kliinikumi ühendlabor

Geneetikakeskus, L.Puusepa 2, Tartu 51014

tel. 7319491; fax. 7319484. Kodulehekülg www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

CPT2 geeni mutatsioonid 1.-5. eksonis (sekveneerimine) Kood 66618

Uuringu eesmärk

- diagnoosi kinnitamine
- presümptomaatiline uuring

Patsiendi nimi.....

Isikukood.....

Saatev asutus.....

Osakond.....

Raviarst.....

Saatja postiaadress, telefon, e-mail.....

Proovi võtmise kuupäev.....

Anamnees, kliiniline sümptomatoloogia, sugupuu:.....

1 vakutainer (kuni 4 ml) täisverd **EDTA-ga (lilla korgiga)**. NB! Mitte kasutada antikoagulandina hepariini.

Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine.

Hoida +4°C. Mitte külmutada!

*Analüüsid saata SA TÜK ühendlabori geneetikakeskusesse L.Puusepa 2, Tartu 51014

Mol.diagn. laborisse saabumise kuupäev: