

ÜLGE 202211

SA TÕ Kliinikumi ühendlabor,
kliinilise geneetika keskus

Ribakood

Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel

Kood: 66616

NB! Analüüse teostame otse verest ning DNA eraldamist ja säilitamist ei toimu, kui samast proovinõust on rohkem geneetilisi analüüse, siis suunatakse veri ka DNA eraldamisele.

SA TÕ Kliinikumi ühendlabor
Kliinilise geneetika keskus, L.Puusepa 2, Tartu 51014
tel. 7319491; fax. 7319484. Kodulehekülj www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

Uuringu eesmärk

- diagnoosi kinnitamine
- kandluse määramine

Patsiendi nimi.....

Isikukood.....

Saatev asutus.....

Osakond.....

Raviarst.....

Saatja postiaadress, telefon, e-mail.....

Proovi võtmise kuupäev.....

Anamnees, kliiniline sümptomatoloogia, sugupuu:.....

1 vakutainer (kuni 4 ml) täisverd **EDTA-ga (lilla korgiga)**. **NB! Mitte kasutada antikoagulandina hepariini.**
Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine.

Hoida +4°C. Mitte külmutada!

*Analüüsid saata SA TÕK ühendlabori kliinilise geneetika keskusesse L.Puusepa 2, Tartu 51014

Laborisse saabumise kuupäev: