

Ribakood

Patsiendi nimi.....

Proovi kuupäev.....

Tuumorsupressorgeeni TP53 kodeeriva ala mutatsioonid (NGS) Kood 66618x2

Saatekirja ülemise osa võib kleepida haigusloo vahele ning selle järgi täita arve.

SA TÜ Kliinikumi Ühendlabor,
kliinilise geneetika keskus, L.Puusepa 2, Tartu 50406
tel. 7319491; fax. 7319484.
Kodulehekülgl www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

Ribakood

Tuumorsupressorgeeni TP53 kodeeriva ala mutatsioonid (NGS) Kood 66618x2

Patsiendi nimi.....

Isikukood.....

Saatev asutus.....

Osakond.....

Raviarst.....

Saatja postiaadress, telefon, e-mail.....

Proovi võtmise kuupäev.....

Kliiniline diagnoos:.....

Analüüsimaterjal :

- Täisveri (EDTA)
- Täisveri (LH)
- Luuüdi (LH)
- Luuüdi (EDTA)
- Lümfisõlm

Analüüsi eesmärk:

- esmane testimine
- kordustestimine

Uuringuga kaetud geenid:

ABL1	CEBPA	HRAS	MYD88	SF3B1
ASXL1	CSF3R	IDH1	NOTCH1	SMC1A
ATRX	CUX1	IDH2	NPM1	SMC3
BCOR	DNMT3A	IKZF1	NRAS	SRSF2
BCORL1	ETV6/TEL	JAK2	PDGFRA	STAG2
BRAF	EZH2	JAK3	PHF6	TET2
CALR	FBXW7	KDM6A	PTEN	TP53
CBL	FLT3	KIT	PTPN11	U2AF1
CBLB	GATA1	KRAS	RAD21	WT1
CBLC	GATA2	MLL	RUNX1	ZRSR2
CDKN2A	GNAS	MPL	SETBP1	

Proovinõu: 1 vakutainer (kuni 4 ml) **EDTA (lilla korgiga) või LH (roheline musta rõngaga).**

Peale vere või luuüdi võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja proovimaterjali ühtlane segunemine. **Hoida +4°C. Mitte külmutada!**

*Analüüsid saata SA TÜK ühendlabori kliinilise geneetika keskusesse L.Puusepa 2, Tartu 50406

Laborisse saabumise kuupäev: