

Hepraine Sodium süstelahus 5000IU/ml (Panpharma)



TÜ Kliinikumis hetkel kasutusel olev Panpharma Heparini süstelahus (Heparin sodium injection solution 5000IU/ml) on tootja andmetel üheannuseline ja sellest lähtuvalt on korrektne pärast esimest punkteerimist ja annuse võtmist ülejääk hävitada. (väljavõtte tootja vastusest „*We recommended you not to use the left unused solution once the product is punctured.*”)

Kui antud viaali käitlemisel järgitakse kõiki aseptilise ettevalmistamise reegleid (teostatakse käte antiseptika, kasutatakse kindaid, puhastatakse viaali pind desinfitseeriva ainega ja punkteeritakse viaali alati steriilse nõela ja süstlaga) ja viaal on selgelt märgistatud avamise kuupäeva ja kellaajaga, on lubatud 12 tunni jooksul antud viaalist hepariini lahust võtta korduvalt.